

DESCOLIND COMFORT



LIGHT CREAM

Parfümhaltige Pflegecreme - normale Haut

- O/W-Emulsion für die normale Haut
- Zieht besonders schnell in die Haut ein, ohne zu fetten
- pH-hautneutral. Mit Rückfetter und Allantoin.

Produktbeschreibung

DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM ist eine pH-hautneutrale und sehr ergiebige Öl-in-Wasser (O/W) Emulsion für die normale Haut. **DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM** pflegt die Hände nach hautbelastenden Tätigkeiten, wie dem langen Tragen von Handschuhen, Händewaschungen und Tätigkeiten mit Feuchtigkeitskontakt. Als O/W-Emulsion zieht **DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM** besonders schnell ein, ohne zu fetten, und ist damit für medizinisches Personal ideal. Trotz häufiger Anwendung werden die Arbeitsabläufe nicht gestört und die Hände bleiben spürbar gepflegt. Die leichte und pflegende Formulierung mit rückfettenden und feuchtigkeitsspendenden Bestandteilen sowie Allantoin sorgen für ein glattes und geschmeidiges Hautgefühl. Die gut verteilbare und schnell einziehende Pflegelotion eignet sich auch zur Körperpflege und hinterlässt aufgrund seiner Parfümierung ein zusätzlich angenehm gepflegtes Gefühl.

Anwendungsgebiete

In allen medizinischen Bereichen zur Pflege der Hände und Haut, nach häufigem Wasser- und Seifenkontakt.

Anwendung

DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM dünn auf die sauberen und trockenen Hände auftragen und gründlich einmassieren. Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten. **DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM** ist eine sehr ergiebige Pflegelotion, so dass bereits eine kleine Menge für die Hautpflege der normalen Haut ausreichend ist.

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Ingredients

AQUA, ETHYLHEXYL STEARATE, ISOP-

ROPYL MYRISTATE, STEARYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE, ALLANTOIN, MENTHOL, TOCOPHERYL ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, DIPROPYLENE GLYCOL, CARBOMER, HYDROXYACETOPHENONE, PHENOXYETHANOL, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL.

Praxistipp: Spenderhygiene

Bei Neubestückung eines Wandspenders mit **DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM** sind die Empfehlungen des Herstellers sowie die Vorgaben des RKI zur Aufbereitung des Spendersystems zu berücksichtigen. Eine Aufbereitungsempfehlung für unsere Wandspender finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage www.schumacher-online.com oder stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.



Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM	Tube	100ml	12	00-602-001-03	16660980
	Spenderflasche	500ml	20	00-602-005-03	16660997

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

